



Phonak CROS B

Cuando uno puede seguir conversaciones que provienen de cualquier dirección, vive la vida

“Mis
audífonos
CROS me
devolvieron
el sonido
y mi vida”.



Angie Aspinall, usuaria
de Phonak CROS

Audición con un oído

Si se encuentra en una sala ruidosa y no puede escuchar a su esposa, sus amigos o sus compañeros porque no están colocados en el lado de su oído con mejor audición, o si habla por teléfono y no es consciente del contexto, entonces Phonak CROS B es la solución inteligente para usted.

¿De qué forma cambiará su vida Phonak CROS B?

- Mantenga conversaciones en entornos ruidosos y tranquilos sin tener que cambiar de posición
- Manténgase concentrado y comprenda las voces incluso en entornos ruidosos
- Responda cuando alguien le habla del lado del oído sin audición
- Disfrute de la caja resistente al polvo y al agua de diseño discreto
- Solo tiene que encenderlo: Phonak CROS B no requiere procedimientos quirúrgicos



Del malo al bueno

CROS le transmitirá sonido y voces para permitir que su oído bueno escuche por ambos oídos.

Si tiene audición en un oído y en el otro no, entonces CROS B hará el trabajo por usted.

CROS significa "Presentación Contralateral de la Señal" y consta de dos partes:

- El dispositivo CROS con un micrófono para que el oído con pérdida auditiva capte sonidos y voces y los transmita de forma inalámbrica al audífono
- El audífono que recibe los sonidos del oído con pérdida auditiva y lo reproduce en el oído bueno



Por qué es CROS B tan inteligente

Phonak CROS B se basa en la tecnología Phonak Belong™. Al adaptar el CROS B con un audífono Belong, podrá oír sonidos y voces con claridad y seguir las conversaciones sin importar de qué dirección provengan. Con la tecnología Binaural VoiceStream™ de Phonak, el CROS B transmite de manera inalámbrica el sonido desde el oído con pérdida auditiva completa al audífono colocado en el oído con mejor audición. Phonak ha integrado una función llamada StereoZoom en el CROS B. Como resultado, CROS B ofrece una comprensión verbal mucho mejor en ruido ambiente.¹

Lo que hace que los audífonos Belong sean tan especiales es su exclusivo sistema operativo llamado AutoSense OS. Detecta el entorno y ajusta los audífonos en cada paso del camino. Solo hay que encenderlo, el resto es automático.

No importa dónde se encuentre o qué esté haciendo. Los audífonos CROS B y Belong se crearon para simplificarle la vida.



Simplemente enciéndalos

CROS B es sencillo y está listo para usar. A diferencia de los audífonos con implante osteointegrado que requieren cirugía y un tiempo de curación prolongado, una vez que se coloca el CROS B con un audífono Belong, simplemente tiene que encenderlos y disfrutar de la audición en ambos lados.

Con CROS B, sentirá de inmediato que forma parte de una conversación, independientemente del contexto. Ya sea en una cena con amigos o en una reunión de trabajo, no tiene que colocarse de tal modo que todos se sienten del lado de su mejor audición.

La adaptación adecuada

CROS B está disponible en dos modelos discretos que se colocan detrás de la oreja. Si busca **el tamaño más pequeño**, el 312 es la elección perfecta.

El modelo 13 es un poco más grande, pero cuenta con **una vida útil prolongada de la pila** y control de volumen.



Phonak CROS B-312



Phonak CROS B-13

Para mejorar la audición, puede emparejar el CROS B con un audífono Belong.

Color coordinado

Escoja uno de los 9 colores para que combine con su tono de piel o su color de pelo.



Beige arena
P1



Sándalo
P3



Castaño
P4



Champán
P5



Gris plata
P6



Gris grafito
P7



Negro
aterciopelado
P8



Blanco alpino
T7



Beige
01

Phonak CROS B en diferentes situaciones

Conversaciones en lugares ruidosos

CROS B puede acercar el zoom de la voz que se encuentra frente a usted y reducir el ruido ambiente. **Esto le permite oír más de lo que desea y menos de lo que no.**



Tener una conversación mientras conduce

Si su oído con pérdida completa de audición está más cerca de su compañero de viaje, quizás sea imposible mantener una conversación. **Con CROS B puede comprender fácilmente las voces**, ya que transmitirá el sonido a su oído con mejor audición.



Caminar por la calle

Con CROS B mejorará su percepción de los sonidos porque puede oír en ambas direcciones. Consigue que la conversación sea más fácil porque deja de depender de que las personas estén colocadas en su lado bueno. También puede oír si alguien le llama en la calle.



Mejores consejos

Si obtiene un CROS por primera vez o bien si actualiza los CROS anteriores, aquí se presentan nuestros mejores consejos para sacar el máximo provecho de su Phonak CROS B.

1. Hable con su audioprotesista (HCP)

Su HCP le ayudará a realizar los ajustes necesarios para asegurarse de que cuenta con una configuración cómoda. No dude en volver a visitarle si siente que algo tiene demasiado volumen o "no está bien." El audioprotesista quiere que esté contento, así que, vuelva a visitarle si lo necesita.

2. Déle tiempo

Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a un nuevo par de zapatos o a un nuevo coche. La adaptación a CROS B no es diferente. Todo sonará diferente al principio, así que, tenga paciencia.

3. Pruébelo en entornos diferentes

Pruébelo en situaciones familiares y, a continuación, empiece a probarle en nuevos entornos. ¿Hay algún lugar que haya evitado a causa de su pérdida auditiva?

Observe cómo CROS B marca la diferencia en su disfrute y nivel de confort.

4. Háblelo con sus amigos y familia

Informe a las personas que se está adaptando a unos nuevos audífonos y que puede tardar en acostumbrarse a utilizarlos.

5. Tómese un descanso

Si tiene pérdida auditiva unilateral desde hace mucho tiempo, puede que su cerebro tarde un poco en adaptarse; es normal. Tómese un respiro cuando sea necesario, pero recuerde que cuanto más use su nuevo CROS B, mejor.

6. Tome nota

Se trata de un mundo de sonidos completamente nuevo. Si hay situaciones en las que siente que el sonido no es bastante bueno, tome nota y vuelva a su HCP para configurar su CROS B de la forma en que mejor se adapte a usted.

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonakpro.es